

MPS 440- HIBERNA®

CAMA DE CAMPAÑA HIBERNA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La cama de campaña MCS 440 Hiberna® fue desarrollada para uso en hospitales de campaña, como una opción adicional para el alojamiento de pacientes.

Hiberna® tiene una base de tela perforada, que permite una mejor ventilación y flujo de fluidos, además de contar con un sistema de cierre abatible y una bolsa para transporte y almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS

Estructura plegable de duraluminio
Base en tela perforada y removible, que permite el flujo de fluidos
Barra estabilizadora para apertura y cierre
Acabado en pintura e-coat

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bolsa para transporte

INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo total abierta: 2000mm
Largo total plegada: 1000mm
Ancho total abierta: 735mm
Ancho total plegada: 230mm
Altura abierta: 514mm
Altura plegada: 100mm
Peso neto: 7,6Kg
Capacidad de Carga: 220Kg

NORMAS/ CERTIFICACIONES

STANAG 2040
Registro Anvisa nº 80438490002
AFE Anvisa - 8043849

