

# MPS 400- PANDORA®

Camilla Multi-plegable

**SITMED**  
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



La camilla multi-plegable MPS 400 Pandora III® fue desarrollada para cubrir las necesidades de evacuación y rescate militar, contando con un sistema de apertura y cierre extremadamente ágil, además de ser compacto y ligero, ideal para emergencias de combate. Fabricada de acuerdo con los estándares de la OTAN para rescate aeromédico, la camilla Pandora III® tiene asas retráctiles para hacerla aún más compacta y puede usarse en conjunto con el transportador militar Pegasus®, que ofrece una mayor movilidad a la hora de transportar a los heridos.

## CARACTERÍSTICAS

Estructura en aleación de aluminio aeronáutico  
Base en tela perforada que permite el flujo de fluidos  
Sistema de cierre multi-plegable  
Zapatitas con soporte deslizante  
Tiempo aproximado de montaje: 10 segundos

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bolsa de transporte  
Conjunto de cinturones de seguridad

## INFORMACIONES TÉCNICAS

Largo total camilla abierta (asas extendidas): 2270mm  
Largo total camilla abierta (asas recogidas): 2010mm  
Ancho total camilla abierta: 584mm  
Altura camilla abierta: 145mm  
Dimensiones camilla plegada: 512mm x 242mm x 155mm  
Peso neto: 8,2Kg  
Capacidad de Carga: 250Kg

## ACCESORIOS OPCIONALES

Porta Suero  
Respaldo removible

## NORMAS/ CERTIFICACIONES

STANAG 2040  
DIN EN 1865  
NATO Stock Number 6530-19-006-9263  
CE certificación  
Registro Anvisa No. 80438490002  
AFE Anvisa - 8043849



SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  
CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410  
Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento  
Flores da Cunha, RS - Brasil  
Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001  
[www.sitmed.com.br](http://www.sitmed.com.br)

