

MWS 320 - LEVEL UP®

MACA BIARTICULADA PARA AMBULÂNCIA

SITMED
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



A maca MWS 320 Level Up® é uma maca de funcionamento biarticulado, podendo ser fabricada sob medida para o veículo ao qual se pretende instalá-la. Possui estrutura leve e reforçada, ideal para rotinas de resgate e remoção de pacientes. Possui conjunto independente de retração das pernas, que se recolhem quando acionadas para entrar em um veículo, e armam-se automaticamente ao retirá-la da ambulância. O diferencial do sistema de recolhimento independente das pernas é que este permite uma redução significativa do esforço do socorrista para realizar a operação de entrada e retirada da maca da ambulância, proporcionando maior ergonomia e facilitando a operação, garantindo mais segurança ao socorrista e paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em duralumínio
- Respaldo ajustável em 6 posições
- Travas de segurança que impede o desarme acidental
- 04 Rodízios giratórios com freios
- Alças laterais basculantes
- Sistema de recolhimento independente das pernas

ACESSÓRIOS PADRÃO

- Colchonete impermeável D33 Kg/m³
- 01 Cinto de segurança de 04 pontas automotivo para tórax e ombros
- 02 Cintos de segurança de 02 pontas automotivo para abdômen e pernas
- Sistema de ancoragem certificado 10G

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento do leito: 1905mm
- Comprimento total: 2070mm ~2260mm¹
- Largura do leito: 505mm
- Largura total: 600mm
- Peso Líquido: 37Kg
- Capacidade Máxima de Carga: 300Kg
- Diâmetro das Rodas: ø127mm
- Altura de entrada: 530mm ~720mm²
- Comprimento das alças laterais: 612mm
- Altura das alças laterais: 215mm
- Cor do Colchonete: Preto

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Suporte de Soro e Sangue (Ref.: SSS 900)
- Suporte para Cilindro de O₂ (Ref.: SCS 910)
- Suporte para Monitores (Ref.: SMS 940)
- Posição antichoque Trendelemburg
- Sistema adicional de ancoragem lateral
- Disponível versão para transporte de Incubadoras

NORMAS/ CERTIFICAÇÕES

- AMD Standard 004
- DIN EN 1865
- BS EN 1789
- ABNT NBR 14.561
- 10G Crash-Test
- Certificação CE (Class I Medical Device according to Dir. 93/42/CEE)
- Registro Anvisa nº 80438490002
- AFE Anvisa - 8043849

¹ O comprimento da maca quando em sua posição "fechada" poderá variar de acordo com a altura necessária para adaptação no veículo ao qual for destinada.

² A altura de entrada da maca deverá ser considerada de acordo com a altura do assoalho da ambulância para a qual for destinada.