

# MTS 410- PEGASUS®

TRANSPORTADOR MILITAR PEGASUS

**SITMED**  
NUMBER ONE IN LIFE TRANSPORT



O transportador militar MTS 410 Pegasus®, foi desenvolvido especificamente para acoplar a padiola multi-dobrável Pandora III®, podendo ser utilizado em situações de TACEVAC (Tactical Evacuation), CASEVAC (Casualty Evacuation) e MEDEVAC (Medical Evacuation), e no transporte de feridos em catástrofes de qualquer natureza e dimensão bem como para emprego em hospitais de campanha.

O Pegasus® possui sistema de abertura e fechamento, garantindo a versatilidade e agilidade necessárias para operações militares, além de contar com duas rodas de aro 20', ideais para utilização em terrenos irregulares e acidentados.

Além de transportar a padiola multi-dobrável Pandora III®, o transportador Pegasus® também permite a acoplagem da prancha de imobilização Meduse®, para as situações em que se faz necessária uma imobilização completa do paciente.

## CARACTERÍSTICAS

Estrutura em duro alumínio

Rodas aro 20' destacáveis

Sistema multi-dobrável para armazenamento e transporte

Sistema de acoplagem ajustável, para padiola ou prancha de imobilização

Tempo de montagem aproximado: 10 segundos

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento total aberta: 1326mm

Comprimento total dobrada: 400mm

Largura total aberta: 696mm

Largura total dobrada: 680mm

Altura total aberta: 971mm

Altura total dobrada: 800mm

Peso Líquido: 25,00 Kg

Capacidade de Carga: 200Kg

## NORMAS / CERTIFICAÇÕES

STANAG 2040

NATO Stock Number 6530-19-006-9262

Certificação CE

Registro Anvisa nº 80438490002

AFE Anvisa - 8043849



SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 02.473.977/0001-51 / INSCR. ESTADUAL: 0480022410

Rua Felisberto Pereira da Silva, 550 - Bairro Nova Trento

Flores da Cunha, RS - Brasil

Tel. +55 (54) 3196 8000 / (54) 3196 8001

[www.sitmed.com.br](http://www.sitmed.com.br)

